

HPLC Data Visualizer

v1.3.0 快速使用说明

↓ Download SVG figure



Windows 便携版

1. 启动与导入

Windows 便携版

- 完整解压 ZIP 后，双击 HPLC Data Visualizer.exe。无需安装 Python。
- 首次启动若出现 SmartScreen，点击“更多信息”，确认文件来源后选择“仍要运行”。
- 关闭最后一个浏览器页面后，程序约 10 秒内自动退出；也可使用侧边栏底部的“关闭本地程序”。

支持的数据格式

- CSV：第一列为时间，第二列为信号值；支持逗号、分号、制表符，以及 UTF-8、UTF-16、GB18030。
- 一个 CSV 可以顺序包含多组两列曲线。列名含 Intensity 时提示为 UV/DAD，含 Counts 时提示为质谱 TIC/EIC。
- CTX：支持从第一行开始的 时间;信号值; 数据，也支持 [Chromatogram Data] 数据区。

多信号 CSV

上方三个按钮只改变勾选状态。检查勾选结果后，点击 Confirm and plot 才会真正导入。检测器类型由列名推测，仅供选择时参考。

Choose detector signals to import

Detected 1 files containing multiple signals. Select the signals to plot first; detector types are inferred from column names only.

Import all

UV/DAD only

MS only

1.csv

☒ Intensity — Likely UV/DAD signal

☒ Y(Counts) — Likely MS TIC/EIC signal

Confirm and plot

2. 整理曲线与图幅宽度

曲线顺序、名称和诊断

- 按住样品卡片上下拖动，可直接调整曲线顺序。
- 展开“重命名或移除曲线”修改名称。新名称会用于图例、曲线标签和 SVG。
- 展开“导入诊断信息”检查列名、信号类型、点数、时间范围、跳过行、重复时间点、编码和分隔符。

统一调节线宽

1.10

4. 辅助显示设置

☐ 在图表中显示注释图例

☐ 显示 Y 轴及刻度

样品名显示位置

显示在线右端

样品名字号

18

裁剪/缩放时间轴 (x轴范围)

0.00 24.00

图幅宽度

按时间范围自动调整

按时间范围自动调整

铺满页面

自定义

清除所有染色

已导入文件

按住卡片上下拖动即可调整曲线顺序。

example_sample_A

example_sample_B

> 重命名或移除曲线

> 导入诊断信息

> 查看 example_sample_A 原始数据

↓ 下载 SVG 矢量图



Figure width / 图幅宽度

- 按时间范围自动调整：根据当前 X 轴跨度生成宽度。时间范围较短时，导出图不会被拉得过长。
- 铺满页面：预览图跟随浏览器可用宽度，导出时采用当前显示尺寸。
- 自定义：手动输入像素宽度。程序会限制最小宽度，给曲线和样品名保留空间。

3. 图表操作与导出

先用最直接的操作

鼠标滚轮缩放；按住图表拖动；点击曲线添加或取消保留时间；双击图表恢复初始缩放。以上操作不需要先点击灰色工具栏按钮。

右上角灰色工具栏

	Zoom 框选缩放 点击后拖出矩形，可精确放大指定区域。滚轮缩放不需要先点这个按钮。
	Pan 平移 恢复按住图表拖动的模式。完成框选染色后，可点它回到普通拖动。
	Box Select 矩形框选 点击后框住峰区域，程序会添加峰面积染色。
	Reset axes 恢复坐标轴 回到侧边栏设定的时间范围。双击图表也可以恢复缩放。
	Download plot 下载 直接下载当前图表的 SVG 文件。页面上方的大按钮也可导出 SVG。

染色步骤

- 点击 Box Select，再框住需要高亮的峰区。
- 完成后点击 Pan，回到普通拖动模式。侧边栏可修改染色目标或清除全部染色。

导出

- 页面上的“下载 SVG 矢量图”和工具栏下载按钮都会导出 SVG。
- 导出前建议确认时间范围、图幅宽度、样品名位置和字号。